



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28  
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области в Петушинском и Собинском  
районах»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600144, г. Петушки, ул. Вокзальная д.71, тел. 8 49 242 2 23 38  
СРМ 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д.18, тел. 8 49 242 2 18-24; 2 16 98  
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B004,  
дата внесения 20.07.2016г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ

«ЦГиЭ в Владимирской области» в

Петушинском и Собинском районах

Кочетов Н.Н.

04.03.2021г

М.П.



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.550 от 04.03.21г

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая ( нецентрализованное водоснабжение)
Код пробы(образца)	С.550.02.03.21
Наименование заявителя	Администрация МО Асерховское, Собинского района, п. Асерхово, Лесной проспект д.3а.
Дата и время отбора пробы (образца)	02.03.21г. 9-10
Дата и время доставки пробы (образца)	02.03.21г 10-20
Даты проведения исследований	02.03.21г- 03.03.21г.
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках ,удаленных от постоянных помещений лаборатории	Владимирская область , г. Собинка, ул. Димитрова д.18
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Администрация МО Асерховское, Собинского района, п. Асерхово, Лесной проспект д.3а.
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник нецентрализованного водоснабжения ( колодец) д. Мещера у д.№.16 .
Отбор проб проводился	Пом. врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Изготовитель	-
Дата изготовления*	-
Объем партии*	-
Тара, упаковка*	1,5л бутылка на микробиологические исследования; ПЭТ бутылка емкостью 1,5л на физико - химические исследования.
НД на методику отбора	ГОСТ 31861; ГОСТ 31942.
Условия транспортировки	Автотранспортом, сумка - холодильник с охлаждающими элементами
Условия хранения	Не более 2 часов

Протокол № С.550 от 04.03.2021г.

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.